


06/05-W97-Kem



Mode d'emploi 559 421

Alimentation pour appareil de Millikan (559 421)

- 1 Bouton de réglage de la tension
- 2 Affichage de la tension
- 3 Raccord pour condensateur à plaques
- 4 Sortie de mesure du temps 2 (temps de montée)
- 5 Sortie de mesure du temps 1 (temps de descente)
- 6 Interrupteur t
- 7 Interrupteur U
- 8 Sortie pour mesure de la tension
- 9 Raccord pour système d'éclairage
- 10 Douille creuse

1 Description

L'alimentation pour appareil de Millikan fournit les tensions requises pour le condensateur à plaques et le système d'éclairage de l'appareil Millikan (559 411) et met à disposition les sorties pour le raccordement des indicateurs de temps (chronomètre, compteur) pour l'expérience de Millikan.

2 Fournitures









1 alimentation pour appareil de Millikan

1 adaptateur secteur enfichable 230 V / 12 V (562 791)

ou

1 adaptateur secteur enfichable 115 V / 12 V (562 792)

3 Fonction des interrupteurs U et t

Interrupteur U	Interrupteur t	Tension	Sortie de mesure du temps 1 (temps de descente)	Sortie de mesure du temps 2 (temps de montée)
		coupée	ouverte	ouverte
		enclenchée	ouverte	ouverte
		enclenchée	ouverte	court-circuitée
		coupée	court-circuitée	ouverte

4 Caractéristiques techniques

Tension pour le condensateur à plaques :

Tension : 0 ... 600 V,
réglable en continu

Affichage : numérique, à 3 digits,
chiffres de 14 mm de haut

Raccordement : douilles de sécurité de 4 mm

Sortie pour la mesure de la tension /*/ :

Division de tension : 1 / 1000

Raccordement : douilles de sécurité de 4 mm

/*/ par ex. avec le Sensor-CASSY (524 010)

Système d'éclairage :

Tension : 12 V

Raccordement : douilles de sécurité de 4 mm

Sorties de mesure du temps :

Raccordement : douilles de sécurité de 4 mm

Caractéristiques générales :

Tension d'alimentation : 12 V~ de l'adaptateur secteur enfichable


Raccordement : douille creuse

Dimensions : 19 cm × 15 cm × 11 cm

Masse : 1 kg

5 Montage expérimental

5.1 Méthode de la tension flottante, mesure manuelle




Appareils de mesure recommandés pour le temps de descente :

1 chronomètre électronique P	313 033
1 compteur numérique	575 48
1 compteur P	575 451

- Pour la mesure du temps de descente, raccorder la sortie de mesure du temps 1 à l'indicateur de temps et mesurer le temps de court-circuit.
- Relever la tension du condensateur sur l'affichage de la tension.

5.2 Méthode de la tension flottante, mesure avec le Sensor-CASSY




Nécessaire en supplément :

1 Sensor-CASSY	524 010
1 adaptateur timer	524 34

- Pour la mesure de la tension du condensateur, raccorder la sortie de mesure de la tension à l'entrée A et respecter le facteur de cadrage 100.
- Pour la mesure du temps de descente, enficher l'adaptateur timer à l'entrée B du Sensor-CASSY, raccorder la sortie de mesure du temps 1 puis mesurer le temps de court-circuit.

5.3 Méthode de la vitesse de descente et de montée, mesure manuelle




Appareils de mesure recommandés pour le temps de descente et le temps de montée :

2 chronomètres électroniques P	313 033
1 compteur numérique	575 48
1 compteur P	575 451

- Pour la mesure du temps de descente et du temps de montée, raccorder les sorties de mesure du temps 1 et 2 à l'(aux) indicateur(s) de temps et mesurer les temps de court-circuit respectifs.
- Relever la tension du condensateur sur l'affichage de la tension.

5.4 Méthode de la vitesse de descente et de montée, mesure avec le Sensor-CASSY



Nécessaire en supplément :

1 Sensor-CASSY	524 010
1 adaptateur timer	524 34

- Pour la mesure du temps de descente et du temps de montée, enficher l'adaptateur timer à l'entrée A du Sensor-CASSY, raccorder les sorties de mesure du temps 1 et 2 et mesurer les temps de court-circuit respectifs.
- Pour la mesure de la tension du condensateur, raccorder la sortie de mesure de la tension à l'entrée B et respecter le facteur de cadrage 100.

6 Réalisation de l'expérience

6.1 Méthode de la tension flottante :

On détermine la tension flottante U ainsi que la vitesse de descente v d'après le temps de descente t pour une distance s spécifiée. Pour le rayon r et la charge q des gouttelettes, on a alors

$$r = \sqrt{\frac{9}{2} \cdot \frac{\eta \cdot v}{(\rho_2 - \rho_1) \cdot g}}, \quad q = 9 \cdot \pi \cdot \frac{d}{U} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot \eta^3 \cdot v^3}{(\rho_2 - \rho_1) \cdot g}}$$

(d : écartement des plaques, η : viscosité de l'air, ρ_2 : densité de l'huile, ρ_1 : densité de l'air, g : accélération de la pesanteur)

- Commencer par positionner les interrupteurs U et t vers le bas.
- Enclencher la tension du condensateur avec l'interrupteur U et la régler avec le potentiomètre tournant de manière à ce qu'une goutte d'huile sélectionnée flotte.
- Couper la tension du condensateur avec l'interrupteur U.

Dès que la goutte d'huile se trouve à côté d'un trait de graduation choisi :

- Lancer la mesure du temps avec l'interrupteur t.

Dès que la goutte d'huile a chuté d'une distance s spécifiée :

- Rétablir la tension du condensateur avec l'interrupteur U et interrompre ainsi la mesure du temps.
- Relever le temps de descente t et la tension U du condensateur puis noter ces valeurs avec la distance s parcourue pendant la descente.

6.2 Méthode de la vitesse de descente et de montée :

On détermine la vitesse de descente v_1 et la vitesse de montée v_2 d'après le temps de descente t_1 et le temps de montée t_2 pour une distance s spécifiée. Pour le rayon r et la charge q des gouttelettes, on a alors

$$r = \sqrt{\frac{9}{2} \cdot \frac{\eta \cdot v_1}{(\rho_2 - \rho_1) \cdot g}}, \quad q = 9 \cdot \pi \cdot \frac{d}{U} \cdot (v_1 + v_2) \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot \eta^3 \cdot v_1}{(\rho_2 - \rho_1) \cdot g}}$$

- Commencer par positionner les interrupteurs U et t vers le bas.
- Enclencher la tension du condensateur avec l'interrupteur U et la régler avec le potentiomètre tournant de manière à ce qu'une goutte d'huile sélectionnée se mette à monter.

Dès que la goutte d'huile se trouve dans la partie supérieure du condensateur :

- Couper la tension du condensateur avec l'interrupteur U.

Dès que la goutte d'huile se trouve à côté d'un trait de graduation choisi :

- Lancer la mesure du temps de descente avec l'interrupteur t.

Dès que la goutte d'huile a chuté d'une distance s spécifiée :


- Enclencher la tension du condensateur avec l'interrupteur U pour terminer la mesure du temps de descente et lancer celle du temps de montée.

Dès que la goutte d'huile est montée de la même distance s spécifiée :

- Mettre fin à la mesure du temps avec l'interrupteur t.
- Relever le temps de descente t_1 , le temps de montée t_2 et la tension du condensateur U puis noter ces valeurs avec la distance s parcourue lors de la descente ou de la montée.

7 Résultat

7.1 Résultat sans correction de la charge :



Charges q des gouttelettes observées représentées en fonction du rayon r des gouttelettes (résultat de mesure obtenu à partir de 400 mesures individuelles selon la méthode de la vitesse de descente et de montée)


7.2 Correction de la charge :

Formule de Cunningham pour la prise en compte de la déviation à la loi de Stokes (frottement) pour de petits rayons r des gouttelettes.

$$q_c = \frac{q}{\sqrt{\left(1 + \frac{A}{r}\right)^3}}$$

(pour le frottement des gouttes d'huile dans l'air à pression normale et 25°C, $A = 0,07776 \mu\text{m}$)

7.3 Résultat avec correction de la charge :



Distribution de fréquences des charges q des gouttes d'huiles observées, corrigées